

CARTUCHO PARA DETERMINACIÓN DE BUN (UREA)



Características Técnicas

Marca	TASCOM
Modelo	BUN (Urea) - TASCOM
Descripción	Cartucho para determinación de BUN (Urea) en sangre
Uso	Diagnóstico in vitro
Presentación	Caja x 20 determinaciones
Tipo de Muestra	Sangre capilar o venosa con EDTA
Volumen de muestra	10 ul
Tiempo de Resultado	14 min
Parámetros	BUN (Urea)
Estabilidad	Estable hasta su fecha de vencimiento
Analizador compatible	Analizador Tascom
Almacenamiento	Refrigerado (2 - 8 °C)
Certificaciones	CE, ISO:13485



Orina



Sangre



Saliva



Heces