

CARTUCHO PARA DETERMINACIÓN DE CK



Características Técnicas

Marca	TASCOM
Modelo	CK - TASCOM
Descripción	Cartucho para determinación de CK en sangre
Uso	Diagnóstico in vitro
Presentación	Caja x 20 determinaciones
Tipo de Muestra	Sangre capilar o venosa con EDTA
Volumen de muestra	20 ul
Tiempo de Resultado	14 min
Parámetros	Creatin Kinasa (CK)
Estabilidad	Estable hasta su fecha de vencimiento
Analizador compatible	Analizador Tascom
Almacenamiento	Refrigerado (2 - 8 °C)
Certificaciones	CE, ISO:13485



Orina



Sangre



Saliva



Heces