

## CARTUCHO PARA DETERMINACIÓN DE CREATININA



### Características Técnicas

<b>Marca</b>	TASCOM
<b>Modelo</b>	CRE - TASCOM
<b>Descripción</b>	Cartucho para determinación de Creatinina en sangre
<b>Uso</b>	Diagnóstico in vitro
<b>Presentación</b>	Caja x 20 determinaciones
<b>Tipo de Muestra</b>	Sangre capilar o venosa con EDTA
<b>Volumen de muestra</b>	20 ul
<b>Tiempo de Resultado</b>	14 min
<b>Parámetros</b>	Creatinina
<b>Estabilidad</b>	Estable hasta su fecha de vencimiento
<b>Analizador compatible</b>	Analizador Tascom
<b>Almacenamiento</b>	Refrigerado (2 - 8 °C)
<b>Certificaciones</b>	CE, ISO:13485



Orina



Sangre



Saliva



Heces