

PRUEBA RÁPIDA DE CHLAMYDIA

Presentación
Caja x 20 determinaciones

Tipo de muestra 



Características Técnicas

Nombre de la Prueba	Test rápido para la detección cualitativa presuntiva de Chlamydia trachomatis
Uso	Uso de diagnostico in vitro solo para uso profesional
Presentación	Caja x 20 determinaciones
Formato	Cassette
Metodología	Prueba de inmunocromatografía con anticuerpos monoclonales conjugado a partículas coloreadas
Tiempo de resultado	10 minutos
Muestra biológica	Hisopado Cervical femenino/ Hisopado uretral masculino/ orina masculino
Control	Incluye controles internos, Presenta línea de control de validación de la prueba
Almacenamiento	Temperatura ambiente (2 a 30 °C)
Envase	Empaque individual cerrado herméticamente con precinto de seguridad, aséptico, fácil de abrir manualmente, con desecante incluido
Otros	No tóxico, libre de pirógeno, hipoalérgico
Certificaciones	CE, ISO:13485



Orina



Sangre



Saliva



Heces