

PRUEBA RÁPIDA DE SANGRE OCULTA EN HECES

Presentación
Caja x 25 determinaciones

Tipo de muestra 



Características Técnicas

Nombre de la Prueba	Test rápido para la detección cualitativa y presuntiva de hemoglobina humana en muestras fecales
Presentación	Caja x 25 determinaciones
Formato	Cassette y dispensador de muestra con dispositivo de con medio de colección para la obtención, conservación y transporte de la muestra
Metodología	Prueba de inmunocromatografía, base de oro coloidal
Tiempo de resultado	5 minutos
Muestra biológica	Heces
Control	Presenta línea de control de validación de la prueba
Reacciones cruzadas	No presenta reactividad cruzada frente a la hemoglobina de algunos animales, ni interferencia frente a bilirrubina, ácido urico, aspirina, ácido ascórbico
Almacenamiento	Temperatura ambiente
Envase	Empaque individual cerrado herméticamente con precinto de seguridad, aséptico, fácil de abrir manualmente, con desecante incluido
Otros	No tóxico, libre de pirógeno, hipoalérgico
Certificaciones	CE, ISO:13485



Orina



Sangre



Saliva



Heces