

PRUEBA RÁPIDA DE HORMONA GONADOTROPINA CORIÓNICA

Presentación
Caja x 50 determinaciones

Tipo de muestra 



Características Técnicas

Nombre de la Prueba	Test rápido para la determinación cualitativa de la hormona gonadotropina coriónica humana
Presentación	Caja x 50 determinaciones
Formato	Tira (empaque individual)
Metodología	Prueba de inmunocromatografía, conjugado de oro coloidal
Tiempo de resultado	5 minutos
Muestra biológica	Orina/suero
Control	Presenta línea de control de validación de la prueba
Reacciones cruzadas	No presenta reactividad cruzada frente a antibióticos y/o anti-inflamatorios que haya tomado el paciente, ni frente a otras hormonas tales como LH, FSH Y TSH
Almacenamiento	Temperatura ambiente
Envase	Empaque individual cerrado herméticamente con precinto de seguridad, aséptico y fácil de abrir manualmente
Otros	No tóxico, libre de pirógeno, hipoalérgico
Certificaciones	CE, ISO:13485



Orina



Sangre



Saliva



Heces