

PRUEBA RÁPIDA DE DUO HIV - SIFILIS

Presentación
Caja x 40 determinaciones

Tipo de muestra 



Características Técnicas

Nombre de la Prueba	Test rapido para la deteccion cualitativa de anticuerpos para HIV-1, HIV-1 (O), HIV-2 y Treponema Pallidum
Uso	Uso de Diagnostico in vitro solo para uso profesional
Presentación	Caja x 40 determinaciones
Formato	Cassette
Metodología	Prueba de inmunocromatografia con antigenos recombinantes conjugado a particulas coloreadas
Tiempo de resultado	15 minutos
Muestra biológica	Suero/Plasma/Sangre total con EDTA o capilar
Control	Presenta linea de control de validacion de la prueba
Almacenamiento	temperatura ambiente (2 a 30 °C)
Envase	Empaque individual cerrado hermeticamente con precinto de seguridad, aseptico, facil de abrir manualmente, con desecante incluido
Otros	No tóxico, libre de pirogeno, hipoalergico
Certificaciones	CE, ISO:13485



Orina



Sangre



Saliva



Heces