


PRUEBA RÁPIDA DE HIV AG/AB 4ta GENERACIÓN

Presentación
Caja x 40 determinaciones

Tipo de muestra 



Características Técnicas

Nombre de la Prueba	Test rápido para la detección cualitativa y presuntiva del antígeno P24 de HIV-1 y anticuerpos de HIV-1 y HIV-2
Uso	Uso de diagnóstico in vitro solo para uso profesional
Presentación	Caja x 40 determinaciones
Formato	Cassette
Metodología	Prueba de inmunocromatografía con antígenos recombinantes conjugado a partículas coloreadas
Tiempo de resultado	15 minutos
Muestra biológica	Suero/Plasma/Sangre total
Control	Presenta línea de control de validación de la prueba
Reacciones cruzadas	No presenta reactividad cruzada frente a embarazo y muestras de sífilis+
Almacenamiento	Temperatura ambiente (2 a 30 °C)
Envase	Empaque individual cerrado herméticamente con precinto de seguridad, aséptico, fácil de abrir manualmente, con desecante incluido
Otros	No tóxico, libre de pirógeno, hipoalérgico
Certificaciones	CE, ISO:13485



Orina



Sangre



Saliva



Heces