


PRUEBA RÁPIDA DE HEPATITIS C

Presentación
Caja x 40 determinaciones

Tipo de muestra 



Características Técnicas

Nombre de la Prueba	Test rápido para la detección cualitativa de anticuerpos para CORE, NS3, NS4 Y NS5 de HCV
Uso	Uso de diagnóstico in vitro solo para uso profesional
Presentación	Caja x 40 determinaciones
Formato	Cassette
Metodología	Prueba de inmunocromatografía con conjugado de Oro coloidal
Tiempo de resultado	10 minutos
Muestra biológica	Suero/Plasma/Sangre total venosa o capilar
Control	Presenta línea de control de validación de la prueba
Almacenamiento	Temperatura ambiente (2 a 30 °C)
Envase	Empaque individual cerrado herméticamente con precinto de seguridad, aséptico, fácil de abrir manualmente, con desecante incluido
Otros	No tóxico, libre de pirógeno, hipoalérgico
Certificaciones	CE, ISO:13485



Orina



Sangre



Saliva



Heces